

SILVERIN® STICKS

Crayons caustiques au nitrate d'argent - Dispositif médical

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR VOUS.

Vous devez toujours utiliser ce dispositif médical en suivant impérativement les informations figurant dans cette notice ou fournies par votre médecin ou votre pharmacien. Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information ou si vous constatez des effets indésirables. Vous devez consulter votre médecin si vous ne constatez aucune amélioration après plusieurs applications ou si la situation s'aggrave.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE?

1. Les STICKS SILVERIN®: Qu'est-ce que c'est et dans quels cas les utiliser?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser les SILVERIN® crayons au nitrate d'argent?
3. Comment utiliser les SILVERIN® crayons au nitrate d'argent?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver les SILVERIN® crayons au nitrate d'argent?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. LES STICKS SILVERIN®: QU'EST-CE QUE C'EST ET DANS QUELS CAS LES UTILISER?

Les STICKS SILVERIN® sont des bâtons de cautérisation en bois ou en plastique à l'extrémité desquels est déposé un mélange de nitrate d'argent et de nitrate de potassium. Les bâtons de cautérisation sont prêts à l'usage une fois humidifiés. Les STICKS SILVERIN® permettent un traitement simple et local, de sorte que l'effet reste circonscrit à des endroits précis.

Les STICKS SILVERIN® s'utilisent pour la cautérisation chimique de saignements superficiels, d'épistaxis, pour le traitement des verrues, des lésions des muqueuses orales ou génitales ou encore en cas de granulation accrue dans les plaies. Leur domaine d'application comprend en outre les stomatites aphteuses, l'élimination des restes du cordon ombilical ainsi que la gestion des plaies comme par exemple les soins nécessités par une stomie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LES SILVERIN® CRAYONS AU NITRATE D'ARGENT?

N'utilisez pas les crayons au nitrate d'argent si vous êtes allergique au nitrate d'argent ou au nitrate de potassium. La coloration de la zone traitée peut prendre jusqu'à 24 heures.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- En cas d'altérations cutanées de couleur ou de forme inhabituelles autres qu'un tissu de granulation ou une verrue simple clairement identifiés, n'utilisez les SILVERIN® STICKS que sous surveillance médicale.
- Ne touchez pas la tête caustique du SILVERIN® crayon au nitrate d'argent si vous avez les mains humides.
- Protégez vos vêtements et les autres objets lorsque vous manipulez le bâton.
- Le nitrate d'argent provoque des taches brunâtres qui ne peuvent pas être éliminées avec les nettoyants habituels.
- En cas de contact accidentel de la peau saine avec la tête du crayon, nettoyez soigneusement la zone touchée avec une éponge et de l'eau courante ; il est malgré tout possible que la peau touchée présente une coloration foncée non dangereuse. Cette coloration foncée disparaîtra au bout de 10 à 14 jours environ.
- Si le crayon est entré en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante pendant au moins 5 minutes sans interruption en maintenant les paupières ouvertes, puis consultez un médecin.
- En cas d'utilisation dans la zone de la bouche, veillez impérativement à ce qu'aucune petite pièce de la tête ne soit ingérée.

ENFANTS: Chez les enfants de moins de 3 ans, à utiliser seulement sur avis médical individuel.

INTERACTIONS: Aucune interaction n'est connue.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT: Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce dispositif médical.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES: L'utilisation des SILVERIN® STICKS n'a aucun effet indésirable sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

3. COMMENT UTILISER LES SILVERIN® CRAYONS AU NITRATE D'ARGENT?

Utilisez toujours ce dispositif médical en suivant impérativement les informations fournies dans cette notice. En cas de doute, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

POSOLOGIE RECOMMANDÉE: Toujours traiter seulement des petites parties de la peau à la fois.

MODE D'EMPLOI: Usage externe. Préparez une surface propre et résistante. Nettoyez la zone à traiter. Humectez l'extrémité du crayon en la tenant brièvement sous une goutte d'eau. Lorsque la tête prend une coloration blanchâtre ou légèrement grisâtre, elle est prête à être utilisée. Tamponnez ou roulez le crayon plusieurs fois sur la zone à traiter, en veillant à l'appliquer de manière uniforme et précise. La partie traitée prendra rapidement une teinte noire, elle sera rejetée au bout de quelques jours par les tissus environnants. Répétez le traitement tous les deux ou trois jours jusqu'à obtenir l'effet désiré. Les crayons sont exclusivement destinés à un usage unique.

SI VOUS AVEZ UTILISÉ PLUS DE CRAYONS SILVERIN® AU NITRATE D'ARGENT QUE VOUS AURIEZ DÛ: Si vous utilisez les crayons trop souvent (sans attendre le changement d'apparence de la zone traitée), les parties entourant la zone traitée peuvent devenir irritées ou enflammées. Dans de tels cas, consultez un médecin avant de poursuivre l'utilisation.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS?

Des réactions d'hypersensibilité ou des irritations locales de la peau telles que des démangeaisons, des rougeurs, des boutons ou une légère sensation de brûlure peuvent survenir. Si vous constatez des effets indésirables, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la présente notice.

5. COMMENT CONSERVER LES SILVERIN® CRAYONS AU NITRATE D'ARGENT?

Conservez les crayons dans l'emballage d'origine pour les protéger de la lumière. Conservez l'emballage dans un endroit sec. Après l'ouverture, refermez soigneusement l'emballage jusqu'à la prochaine utilisation. Tenez ce dispositif médical hors de la portée des enfants. N'utilisez pas ce dispositif médical après la date de péremption indiquée ; celle-ci figure au dos de l'emballage. Ne jetez pas ce dispositif médical avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment éliminer les dispositifs médicaux que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

L'emballage contient 10 ou 100 crayons en bois de hêtre (version rigide) ou en plastique (version flexible) dotés d'une tête ronde comprenant l'agent actif de 50 % nitrate d'argent et 50 % nitrate de potassium (SILVERIN® STICKS 50 %) ou 75 % nitrate d'argent et 25 % nitrate de potassium (SILVERIN STICKS® 75 %).

TAILLES:

Disponible en différentes tailles de conditionnement avec différentes concentrations. De plus amples informations sont disponibles sur notre site internet www.mlmmmedical.fr

10 et 100 crayons de 115 mm et 10 et 100 crayons de 200 mm

Les SILVERIN® crayons sont proposés en version flexible ou rigide.

FABRICANT: BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Autriche

Rösch & Handel est une marque de BANO Healthcare GmbH. Runge Med AG, Saint-Louis-Str. 31, 4056 Basel

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF France : MLM MEDICAL - BP20041 – 06602 Antibes Cedex France

Site : www.mlmmmedical.fr Email : info@mlmmmedical.fr Tél : 04 93 63 19 57

Dernière date à laquelle cette notice a été approuvée: Janvier 2023